REF 985 069 **Test 0-69 02.17 NANOCOLOR®** Nitrite 4



### Méthode:

Détermination photométrique à l'aide de la sulfanilamide et de la N-(1-naphtyl)-éthylène-diamine

Domaine de mesure :	0,1-4,0 mg/L NO <sub>2</sub> -N	0,3-13,0 mg/L NO <sub>2</sub> -
Longueur d'onde de mesure		
(LMH = 5–12 nm) :	540 nm	
Temps de réaction :	15 min (900 s)	
Température de réaction :	20–25 °C	

# Contenu du kit de réactifs :

20 cuves rondes Nitrite 4

1 tube avec NANOFIX Nitrite 4 R2

## Indication de danger:

Ce test ne comprend pas de produits dangereux devant être signalés selon les directives de la CE.

## Examens préliminaires :

En cas d'incertitude quant à l'ordre de grandeur de la concentration dans l'échantillon à analyser, un test rapide avec une languette QUANTOFIX® Nitrite (1–80 mg/L NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, REF 913 11) donne une information rapide. On peut en tirer la dilution nécessaire pour la détermination et l'analyte peut être préparé directement.

## Interférences:

Le chlore libre, les colloïdes organiques et les acides humiques interfèrent.

Ne gênent pas :

<  $1000 \text{ mg/L Ca}^{2+}$ , Cr(III), Cu<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Ni<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>, Cl<sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> < 10 mg/L Cr(VI)

Cette méthode convient aussi pour l'analyse de l'eau de mer.

#### Indication:

Les nitrites dans les liquides de refroidissement

Les échantillons contenant des nitrites peuvent être prétraités par une précipitation (Réactif de Carrez 1 + 2, REF 918 937) en une d'une analyse photométrique.

#### Exécution :

Accessoires nécessaires : pipette à piston avec embouts

Ouvrir une cuve ronde, ajouter

200 µL (= 0,2 mL) de l'échantillon à analyser (la valeur du pH de l'échantillon doit être comprise entre pH 4 et 13) et

1 NANOFIX R2, fermer et mélanger.

(Fermer le tube de NANOFIX immédiatement après l'addition.) Nettoyer la cuve à l'extérieur et mesurer après 15 min.

### Mesure:

Pour les photomètres NANOCOLOR® voir manuel, test 0-69.

### Mesure avec des eaux troubles ou colorées :

Pour tout les photomètres *NANOCOLOR*®, se reporter au mode d'emploi, utiliser la touche pour la valeur de correction.

## Photomètres ètrangers d'autres fabricants :

Pour d'autres photomètres, vérifier si l'utilisation de cuves rondes est possible. Contrôler le facteur pour chaque type d'appareil au moyen de la mesure des standards.

## Assurance qualité :

NANOCONTROL Nitrite (REF 925 68)

Solution 100+ après dilution avec de l'eau distillée (1+1): 2,1 mg/L NO<sub>2</sub>-N

Intervalle de confiance : 1,9–2,3 mg/L NO<sub>2</sub>-N

#### Référence :

Procédé Normalisé Allemand pour l'examen des eaux, des eaux usées et des boues (DIN EN 26 777-D10)



22 rue de l'Hermite 33520 BRUGES

Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16 - Fax. +33 (0) 5 56 57 68 07 contact@atlanticlabo-ics.fr www.atlanticlabo-ics.fr

Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires