

# Etuve de séchage et stérilisation

CONTERM



## Construction.

1. Enceinte extérieure traitée et recouverte époxy, résistante aux corrosifs ambiants.
2. Eléments intérieurs: double chambre, enceinte intérieure (de nettoyage facile), contreporte, supports et étagères ajustables en hauteur, construits en acier inox. AISI 304.
3. Chambre indépendante, dimensionnée pour faciliter le montage de tout type d'instruments pour la régulation et le contrôle.

4. Admission d'air extérieur réglable.


5. Dispositif flexible apportant l'élasticité dans l'ajustage de la contre-porte flottante.

## Propriétés techniques.

6. Excellente isolation permettant d'atteindre une relation optimale entre la capacité calorifique et la consommation, en limitant la température externe.
7. Eléments chauffants montés à l'air dans la chambre indépendante, permettant d'obtenir une distribution uniforme de la température et une stabilisation rapide.

## Technologie Originale J. P. Selecta.

8. Dispositif de blocage commande thermostat (pour modèles avec régulateur température analogique).
9. Support à crémaillère avec guides pour étagères réglables en hauteur.
10. Joint de fermeture de la porte avec double texture.
11. Contre-porte flottante qui appuie uniformément sur le joint de l'enceinte utile, absorbant les dilatations thermiques.
12. Fermeture réglable qui permet d'ajuster la pression de la porte.



Graphique  
température-temps

- A convection naturelle
- Thermostat régulateur de température et thermomètre analogique
- Pour températures de 40°C à 250°C
- Stabilité : +/- 0,5°C
- Homogénéité : +/- 2% à la température de travail

Modèle	19 litres,	Ref : 0192000208
Modèle	36 litres,	Ref : 0192000209
Modèle	52 litres,	Ref : 0192000200
Modèle	80 litres,	Ref : 0192000210
Modèle	150 litres,	Ref : 0192000201



## Accessoires en option

- Chrono-rupteur** de 0 à 120 minutes Ref : 0192000002  
**Chrono-rupteur** de 0 à 12 heures Ref : 0194200003



- Programmeur horaire** de 24 heures pour cycle continu avec came actionnable  
chaque 15 minutes pour connexion / déconnexion Ref : 0192000009

**atlantic labo**   
l'alternative...  
Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires

22 rue de l'Hermitte 33520 BRUGES  
Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16 - Fax. +33 (0) 5 56 57 68 07  
contact@atlanticlabo-ics.fr www.atlanticlabo-ics.fr